SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지



COMPANY INFORMATION

스냅슛 (SNAPSHOOT)

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

추락방지 시스템

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

밀폐공간 진입·구조 솔루션

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

산업안전 보호구

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

산업용 소재·건축자재

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.

7980 Buffered Listeria Enrichment Broth Supplement (FDA)

Intended Use
Buffered Listeria Enrichment Broth (BLEB) Supplement (FDA) is used in Buffered Listeria Enrichment Broth Base as a selective supplement for the selective enrichment of *Listeria* spp. in foods in a laboratory setting. Buffered Listeria Enrichment Broth Supplement is not intended for use in the diagnosis of disease or other conditions in humans.

Principles of the Procedure
Buffered Listeria Enrichment Broth Supplement is a lyophilized supplement which is reconstituted into a solution and is added to Buffered Listeria Enrichment Broth Base.

For use in:

7675 Buffered Listeria Enrichment Broth Base: The nalidixic acid, acriflavin and cycloheximide contained in this supplement are added as selective agents to this medium based on the FDA/BAM recommendation where the medium is supplemented with selective agents after an initial 4-hour non-selective pre-enrichment of the sample. One reconstituted 5ml vial will supplement 450ml of BLEB containing 50ml or 50g sample.

Formula (per vial)
Acriflavin HCl……4.5mg
Nalidixic Acid……..18mg
Cycloheximide..……..22.5mg

Precaution
1. For laboratory use only.

Directions
Buffered Listeria Enrichment Broth Base.
1. Dissolve 47 g of the medium in 1000 mL of purified water.
2. Mix thoroughly.
3. Autoclave at 121°C for 15 minutes.
4. Aseptically add 11.1 mL of a 10% filter sterilized solution of sodium pyruvate.
5. After four hours of incubation at 30 ± 2°C, aseptically add 2.5mL Buffered Listeria Enrichment Supplement (FDA) (#7980) to 225 mL of Buffered Listeria Enrichment Broth Base containing 25 grams of the sample.

Quality Control Specifications
Lyophilized Appearance: Homogenous gold-yellow dried ‘cake’, crystalline; may break up with agitation.

Reconstituted Appearance: Gold yellow with a green tint; clear to very slightly opalescent; no precipitate.

Reconstitution Procedure
1. Reconstitute the vial by adding 2.5ml of ethanol 100%/200 proof (reagent, not denatured), swirl, then add 2.5ml of sterile purified water and mix thoroughly.

Storage
Store sealed bottle containing the product at 2 - 8°C.

Expiration
Refer to expiration date on the label. Expiry applies to the lyophilized supplement in its intact container when stored as directed.

Limitations of the Procedure

Discard if lyophilized supplement demonstrates any moisture uptake or appears to have liquefied; discard if reconstituted supplement demonstrates any precipitate.

Packaging

Buffered Listeria Enrichment Broth Supplement
Code No. 7980 10 x 5ml

Technical Information

Contact Acumedia Manufacturers, Inc. for Technical Service or questions involving dehydrated culture media preparation or performance at (517)372-9200 or fax us at (517)372-2006.