SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지



COMPANY INFORMATION

스냅슛 (SNAPSHOOT)

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

추락방지 시스템

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

밀폐공간 진입·구조 솔루션

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

산업안전 보호구

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

산업용 소재·건축자재

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.

Suplemento Listeria Oxford
Oxford Listeria Supplement (7986)

Uso Previsto
Suplemento Listeria Oxford é utilizado com o Ágar Listeria Oxford para o enriquecimento seletivo de *Listeria* spp. em alimentos.

Princípios do Procedimento
Suplemento Listeria Oxford é liofilizado, reconstituído em uma solução e adicionado ao Ágar Listeria Oxford.

Para o uso com:

7428 Ágar Listeria Oxford: Os agentes seletivos contidos neste suplemento são adicionados neste meio base para preparar o meio completo Oxford, utilizado no procedimento do FDA para o isolamento de *Listeria* spp. em alimentos.

Fórmula (por frasco)
Acriflavina……2,5 mg
Cefotetan……...1.0 mg
Sulfato de Colistina ……...10,0mg
Cicloheximida……200,0 mg
Fosfomicina.....……5,0 mg

Modo de Preparo
Ágar Listeria Oxford – como Meio Oxford
1. Suspenda 57,5 g do meio em 1 L de água purificada.
2. Aqueça, agitando frequentemente e ferva por 1 minuto para dissolver completamente o meio.
3. Autoclave a 121°C por 10–15 minutos. Resfrie a 45–50°C.
4. Reconstitua 2 frascos do suplemento Listeria Oxford e adicione assepticamente em 1 L do meio estéril.
5. Dispense como desejado.

Especificações de Controle de Qualidade
Aparência Liofilizado: Homogêneo, grânulos secos, dourado a amarelo a amarelo alaranjado, cristalino; pode quebrar com a agitação.

Aparência Reconstituído: Transparente a levemente opalescente, amarelo dourado com tonalidade verde; com ou sem um leve precipitado.

Procedimento de Reconstituição
1. Reconstitua o frasco adicionando assepticamente 2,5 mL de etanol absoluto (100%/grau 200); não desnaturado), misture para iniciar a dissolução e em seguida adicione 2,5 mL de água purificada estéril e misture completamente.

Armazenamento
Armazene o frasco fechado entre 2–8°C.

Validade
Refira-se à data de validade no rótulo. A validade se aplica ao suplemento liofilizado em sua embalagem intacta quando armazenado como indicado.

Limitações do Procedimento
Descarte o suplemento liofilizado se esse apresentar qualquer absorção de umidade ou se parecer liquefeito; descarte se o suplemento reconstituído apresentar qualquer precipitado.

Embalagem

Suplemento Listeria Oxford
Código Nº 7986 10 x 5 mL

Informação Técnica

Contate a Neogen do Brasil para Serviços Técnicos ou questões envolvendo a preparação ou desempenho do meio de cultura desidratado no telefone 19.3935-3727.
Contate a Acumedia Manufacturers, Inc. para Serviços Técnicos ou questões envolvendo a preparação ou desempenho do meio de cultura desidratado no telefone +1 (517)372-9200 ou fax +1 (517)372-2006.