SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지



COMPANY INFORMATION

스냅슛 (SNAPSHOOT)

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

추락방지 시스템

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

밀폐공간 진입·구조 솔루션

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

산업안전 보호구

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

산업용 소재·건축자재

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.

7987 Suplemento PALCAM
PALCAM Supplement

Propósito de Uso
El Suplemento PALCAM es utilizado con el Agar de PALCAM Agar o el Caldo PALCAM como un suplemento para el enriquecimiento selectivo y diferencial de *Listeria* spp. en muestras de alimentos, en muestras lácteas y en muestras ambientales.

Principios del Procedimiento
El Suplemento PALCAM es un suplemento liofilizado el cual es reconstituido en una solución y luego es adicionado a numerosos medios usados para enriquecer selectivamente muestras alimentarias para el aislamiento selectivo de *Listeria* spp.

Para uso en:

7669 Agar Base de PALCAM (PALCAM Agar Base): El Agar Base de PALCAM está basado en la formulación de Van Netten et al., mientras se encontraba investigando sobre el aislamiento de of *Listeria* spp. en muestras alimentarias. El Agar Base de PALCAM está recomendado por los siguientes entes: AFNOR (Agencia Francesa de Normalización) para la detección de *Listeria monocytogenes* en alimentos, por el Ministerio de Salud de Canadá (Health Canada) para muestras alimentarias y ambientales y por la IDF (International Dairy Federation) o Federación Láctea Internacional para leche y productos lácteos.

7670 Caldo PALCAM (PALCAM Broth): El Caldo PALCAM está basado en la formulación de Van Netten et al., mientras se encontraba investigando sobre el aislamiento de *Listeria* spp. en muestras alimentarias. El Caldo PALCAM ha sido usado para detectar la presencia de *Listeria* en leche cruda.

Fórmula (por vial)
Polimixina B…….. 5,0 mg
Acriflavina……...2,5 mg
Ceftazidima…...……...10,0 mg

Procedimientos
Agar Base de PALCAM
1. Suspenda 72 g del medio en un litro de agua purificada.
2. Caliente manteniendo una agitación frecuente y permita que hierva durante un minuto lograr la completa disolución del medio.
3. Autoclave a 121°C durante 5 minutos. Permita el enfriamiento del medio hasta alcanzar entre 45–50°C.
4. Adicione asépticamente 10 mL de Suplemento PALCAM (# 7987). Un vial suministra 500 mL de Agar Base de PALCAM.
5. Dispense en las placas de petri estériles.

Caldo PALCAM
1. Suspenda 47 g del medio en un litro de agua purificada.
2. Caliente manteniendo una agitación frecuente hasta disolver completamente el medio
3. Autoclave a 121°C durante 15 minutos. Permita el enfriamiento del medio hasta alcanzar entre 45–50°C.
4. Adicione asépticamente 10 mL de Suplemento PALCAM (# 7987). Un vial de Suplemento PALCAM suministrará 500 mL de Caldo PALCAM.
5. Dispense en los tubos estériles.

Especificaciones de Control de Calidad

Apariencia del Liofilizado: Apariencia de 'bizcocho deshidratado o seco', homogéneo, esponjoso, de color dorado a amarillo–amarillo anaranjado, cristalino; puede deshacerse por medio de agitación.

Apariencia del Reconstituido: Solución transparente a ligeramente dorada-amarilla opalescente, con un matiz verde; el precipitado es ligero, cristalino y fino y se disuelve por mezclado o sonificación.

Procedimiento de Reconstitución

Reconstituya el vial adicionando asépticamente 2,5 mL de etanol absoluto (grado reactivo; no desnaturalizado) mezclando completamente, luego adicione 2,5 mL de agua estéril y mezcle completamente.

Almacenamiento

Almacene el envase conteniendo el producto firmemente sellado a una temperatura entre 2–8°C.

Expiración

Referirse a la fecha de expiración en el envase. La fecha de expiración aplica para el suplemento liofilizado que ha sido almacenado en su recipiente intacto, original y bajo las condiciones indicadas.

Limitaciones del Procedimiento

El suplemento liofilizado debe ser desechado si presenta señales de absorción de humedad o si parece estar licuado; deséchelo si el suplemento reconstituido presenta un posible precipitado que no se dispersa después del mezclado o sonificación.

Empaque

Suplemento PALCAM
PALCAM Supplement **Código No.** **7987** **10 x 5 mL**

Información Técnica

Para preguntas relacionadas con la preparación o el rendimiento de los medios de cultivo deshidratados o para contactar al Departamento de Servicios Técnicos, comuníquese con Acumedia Manufacturers, Inc. al teléfono (517) 372-9200 o al fax (517) 372-2006.