SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지



COMPANY INFORMATION

스냅슛 (SNAPSHOOT)

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

추락방지 시스템

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

밀폐공간 진입·구조 솔루션

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

산업안전 보호구

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

산업용 소재·건축자재

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.

Para comprar, ligue para +1 800 234 5333 ou
acesse NEOGEN.com

Reveal® para CP4 (Roundup Ready)

Número do produto: 8005

Preparação e extração de amostras de grãos de soja

1. Determine o peso médio dos grãos de soja que serão testados separando 100 grãos, pesando todos os 100 grãos juntos em um recipiente. Arredonde o peso para o 0,01 g mais próximo e divida o total por 100.
2. Para alcançar 0,1% de sensibilidade nesse teste, multiplique por 1.000 o peso médio do grão (determinado na etapa 1) a fim de determinar o tamanho da amostra. (Exemplo: um peso médio de grão de 0,095 x 1.000 = tamanho amostral de 95 g.)
3. Pese o tamanho da amostra de grãos de soja determinado na etapa 2 e transfira para uma jarra de 0,95 litro (32 onças). Conecte o conjunto de lâminas do liquidificador e bata em alta velocidade por 30 a 45 segundos.
4. Remova a lâmina do liquidificador e adicione à jarra um volume de água equivalente a 4 vezes o tamanho da amostra. (Exemplo: 95 g de amostra x 4 = 380 mL de água). Tampe e agite por 30 a 45 segundos a fim de garantir que todos os grãos da amostra sejam molhados.
5. Deixe a mistura de grãos de soja e água decantar, e use o líquido do topo da jarra como a amostra para o teste.
   Obs.: é altamente recomendado centrifugar as amostras de soja, pipetando 1 mL da amostra em um tubo de 2,0 mL para microcentrífuga e centrifugando por 1 minuto.

Preparação e extração de amostras de milho

1. Pese 250 g ± 10 g de uma amostra de milho integral a ser testada e deposite em uma jarra de 0,95 litro (32 onças). Conecte o conjunto de lâminas do liquidificador e bata em alta velocidade por 30 a 45 segundos.
2. Remova a lâmina do liquidificador e adicione 400 mL ± 20 mL de água à jarra. Tampe e agite por 30 a 45 segundos a fim de garantir que todo o milho seja molhado.
3. Deixe a mistura de milho e água decantar, e use o líquido do topo da jarra como a amostra para o teste.

Procedimento do teste

1. Remova o número adequado de tubos de amostra e coloque no rack de tubos.
   Importante: a fim de garantir um fluxo adequado da amostra, é necessário usar os tubos de amostra fornecidos para o procedimento do teste.
2. Usando uma nova pipeta de transferência para cada amostra, transfira aproximadamente 0,5 mL de extrato para um tubo de amostra.
3. Coloque uma nova tira CP4 com a extremidade da amostra virada para dentro do tubo de amostra.
4. Aguarde 10 minutos para revelar a tira e ler os resultados.

NEOGEN®
NEOGEN.com

©NEOGEN Corporation, 2020. NEOGEN e Reveal são marcas comerciais registradas da NEOGEN Corporation, Lansing, MI 48912, EUA.

Para comprar, ligue para +1 800 234 5333 ou
acesse NEOGEN.com

Interpretação do resultado

Resultado positivo

- Se houver a formação de uma linha na zona de teste e de outra linha na zona de controle durante os 10 minutos (total de 2 linhas), a amostra é positiva para CP4 a ≥ 0,1% para grãos de soja ou a ≥ 0,125% para milho.
- É possível determinar uma amostra positiva assim que houver 2 linhas visíveis na tira.
- Se não houver uma linha na zona de controle, o teste é inválido e a amostra deve ser testada novamente com outra tira.

Resultado negativo

- Se não houver uma linha visível na zona de teste após os 10 minutos, mas houver uma linha visível na zona de controle, a amostra é negativa para CP4.
- Se não houver uma linha na zona de controle, o teste é inválido e a amostra deve ser testada novamente com outra tira.

Consulte o folheto de instruções para mais detalhes, incluindo instruções sobre a preparação e extração de amostras.

NEOGEN®
NEOGEN.com

©NEOGEN Corporation, 2020. NEOGEN e Reveal são marcas comerciais registradas da NEOGEN Corporation, Lansing, MI 48912, EUA.