SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지



COMPANY INFORMATION

스냅슛 (SNAPSHOOT)

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

추락방지 시스템

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

밀폐공간 진입·구조 솔루션

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

산업안전 보호구

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

산업용 소재·건축자재

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.

Salmonella Selective Supplement (NCM4000)

Revision: 1 Effective Date: 2/18/2021

Intended Use

A selective culture media supplement designed for the isolation of *Salmonella*. Salmonella Selective Supplement is intended for use in culture media for the microbiological analysis of food, animal feed, water and environmental samples, and is for use with:

NCM0270	Buffered Peptone Water HQ (ISO) DCM
NCM3207	Buffered Peptone Water HQ (ISO) (10 x 20L ready-to-reconstitute bags)
NCM3402	Buffered Peptone Water HQ (ISO) (3 x 3L bags)

Typical Formulation in 1 L BPW HQ (ISO)

Selective Mixture	58.0 mg/L
Dye	5.3 mg/L
Excipient	381.0 mg/L

Typical Formulation by Volume

	Per Sample (225mL BPW HQ)	Per NCM4000-100 Vial (100 samples)	Per NCM4000-10C Capsule
Selective Mixture	13.05 mg	1305 mg	130.5 mg
Dye	1.2 mg	120 mg	12 mg
Excipient	85.75 mg	8575 mg	360.5 mg

Precaution

Refer to SDS

Preparation for NCM4000-100 (1 vial of 100g)

1. Using aseptic technique, remove the plastic screw cap. Aseptically retain the cap.
2. Reconstitute the contents of the vial using the 100mL of sterile BPW HQ (ISO) or sterile deionized/RO water as indicated in the table below.
3. Replace the plastic screw cap and gently shake or invert the contents to dissolve.
4. Add the reconstituted supplement as described in the Technical Product Information Sheet for the One Broth One Plate Salmonella workflow. Please note this supplement is to be added to each individual sample rather than in bulk to larger volumes to give flexibility with the broth.
5.

Preparation for NCM4000-10C (10 Capsules)

1. Aseptically remove 1 capsule from the container
2. Add or empty the capsule into a sterile universal or sterile container containing the appropriate volume of sterile BPW HQ (ISO) or sterile deionized/RO water as indicated in the table below.
3. Cap the universal/container and gently shake or invert the contents.
4. Leave the capsule to dissolve fully and gently shake or invert to ensure contents are mixed.
5. Add the reconstituted supplement as described in the Technical Product information for the One Broth One Plate Salmonella workflow.

	NCM4000-100	Per capsule NCM4000-10C
Supplement Reconstitution Volume	100 mL	10 mL
Media Prep Volume	100 x 225mL samples	10 x 225 mL

NEOGEN
620 Lesher Place • Lansing, MI 48912
800-234-5333 (USA/Canada) • 517-372-9200
foodsafety@neogen.com • foodsafety.neogen.com

Quality Control Specifications
Appearance of NCM4000-100: Blue/Green Powder
Appearance of NCM4000-10C: Blue/Green Powder in a clear/transparent capsule

Reconstituted Appearance: Dark blue, opaque solution with white precipitate when left to settle.

Storage
Store sealed at 2-8°C away from direct sunlight.

Expiration
Refer to expiration date stamped on the container. Expiry applies to unopened dehydrated supplement.

Precautions
Discard if supplement demonstrates any moisture uptake or appears to have liquefied; discard if reconstituted supplement demonstrates any precipitate.

Revision: 1 Effective Date: 2/18/2021

620 Lesher Place • Lansing, MI 48912
800-234-5333 (USA/Canada) • 517-372-9200
foodsafety@neogen.com • foodsafety.neogen.com