SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지



COMPANY INFORMATION

스냅슛 (SNAPSHOOT)

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

추락방지 시스템

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

밀폐공간 진입·구조 솔루션

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

산업안전 보호구

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

산업용 소재·건축자재

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.

ATP Positive Controls

INTRODUCTION

The AccuPoint ATP Positive Controls can be used to validate the performance of the AccuPoint samplers (Surface, Water & Access). Each kit (item # 9908) contains 3 sealed glass vials containing 50 nM ATP (1000 fmole) of lyophilized adenosine triphosphate (ATP). As part of routine laboratory performance monitoring, this kit is intended to be used quarterly, 1 vial per month.

STORAGE REQUIREMENTS

Store refrigerated at 2–8°C (35–46°F)

MATERIALS PROVIDED

Three (3) vials of lyophilized ATP Positive Controls.

MATERIALS REQUIRED BUT NOT PROVIDED

1. Latex, nitrile or polyurethane gloves
2. Type I water
3. Pipettor capable of dispensing volume of 1 mL or 2 mL
4. Pipettor capable of dispensing volume of 20 µL

PROCEDURE

1. The user must wear latex or polyurethane gloves to prevent contamination. Remove ATP Positive Control vial and carefully remove stoppers.
2. Reconstitute the contents of each vial with 2 mL of Type I deionized water.
3. Recap the vials and mix gently for 10 seconds.
4. Pipette 20 µL of ATP Positive Control directly onto the sampling pad of an AccuPoint sampler, and follow the manufacturer's instructions for activation. RLU result should exceed 1000 RLU.
5. Use 20 µL of Type I deionized water to establish background RLU level corresponding to 0 ATP.
6. Reconstituted ATP standards should be used or discarded within 8 hours.

ATP CONCENTRATIONS AND ABSOLUTE AMOUNT

When reconstituted in 2 mL water, the standards provided have the following concentrations (expressed in nM, or 10^{-9} moles/L) and absolute quantities (expressed in femtomole, or 10^{-15} mole) of ATP:

50 nM ATP = 1000 fmole in 20 µL.

CUSTOMER SERVICE

Neogen Customer Assistance and Technical Services can be reached by using the contact information on the back of this booklet. Training on this product, and all Neogen test kits, is available.

MSDS INFORMATION AVAILABLE

Material safety data sheets (MSDS) are available for this test kit, and all of Neogen's test kits, on Neogen's website at www.neogen.com, or by calling Neogen at 800/234-5333 or 517/372-9200.

WARRANTY

Neogen Corporation makes no warranty of any kind, either expressed or implied, except that the materials from which its products are made are of standard quality. If any materials are defective, Neogen will provide a replacement of the product. Buyer assumes all risk and liability resulting from the use of this product. There is no warranty of merchantability of this product or of the fitness of the product for any purpose. Neogen shall not be liable for any damages, including special or consequential damage, or expense arising directly or indirectly from the use of this product.

North America
Neogen Headquarters
620 Lesher Place, Lansing, MI 48912 USA
800/234-5333 (USA/Canada) or 517/372-9200
Fax: 517/372-2006 • foodsafety@neogen.com
www.neogen.com

Europe, Middle East and Africa
Neogen Europe
The Dairy School, Auchincruive, Ayr
KA6 5HW Scotland, UK
+ 44 (0) 1292 525 600
Fax: + 44 (0) 1292 525 601
info_uk@neogeneurope.com
www.neogeneurope.com

Mexico
Neogen Latinoamérica
Darwin No. 83, Col. Anzures, México, 11590 D.F.
+52 (55) 5254-8235, +52 (55) 5203-0111,
+52 (55) 5531-2837
Fax: +52 (55) 5531-1647
informacion@neogenlac.com • www.neogen.com

Brazil
Neogen do Brasil
Rua: Alberto Guizo 760, Distrito Industrial João
Narezzi, Indaiatuba – SP Brasil, Cep: 13.347-402
Tel: +55 19 3935.3727
info@neogendobrasil.com.br • www.neogen.com

© Neogen Corporation, 2015. Neogen and AccuPoint are registered trademarks of Neogen Corporation. All other trademarks are property of their respective companies.