SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지



COMPANY INFORMATION

스냅슛 (SNAPSHOOT)

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

추락방지 시스템

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

밀폐공간 진입·구조 솔루션

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

산업안전 보호구

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

산업용 소재·건축자재

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.

NEOGEN®

Meet the New *Listeria* Right Now™

Your environmental testing just got an upgrade.

Now integrated with the Neogen® Molecular Detection System™, the AOAC® PTM℠-validated *Listeria* Right Now™ features improved performance and a more efficient protocol. Make faster critical decisions with real-time results from user-friendly software.

Learn more at: **info.neogen.com/ListeriaRightNow**





Robust Performance

- **Detection where it counts.** Collect samples on a range of surfaces, like sealed concrete, stainless steel, and plastic
- **Tolerant to a range of sanitizers.** Chlorine-based, peroxyacetic acid, high acid cleaners, and quaternary ammonium
- **Results in about 2 hours.** That includes samples to actionable results
- **Unique sampler.** Can sample up to a 12” x 12” surface area
- **Same trusted sensitivity.** Can detect 2-5 CFUs
- **AOAC PTM validation.** AOAC certified for confident results

Neogen® Molecular Detection System

- User-friendly software with intuitive user interface for quick and easy setup
- Real-time results help make critical decisions faster
- Color-coded assays by organism and matching software screens allow for better tracking and easy identification

Streamlined Workflow

ANSR	Molecular Detection System
Prepare lysis tubes *after sample collection*	**Prepare lysis tubes** *after sample collection*
Transfer to heat block *37°C for 10 minutes*	**Transfer to heat block** *100 °C for 10 minutes*
Transfer in heat block *80°C for 20 minutes*	
Preheat reagent tubes *56°C for 3-5 minutes*	**Rest sample tubes in chill block** *at room temperature for 5 minutes*
Pipette 50 µL *of sample*	**Pipette 50 µL** *of sample into reagent tubes*
Transfer pipetted sample *into reagent tubes*	**Reconstitute the reagent** *pipette up and down five times*
Vortex *reagent sample tubes*	
Tap reagent tubes *to remove bubbles*	**Load reagent tubes** *into instrument for results*
Load reagent tubes *into instrument for results*	
9 STEPS	**6 STEPS**

Ordering Information

Description	Cat. No.	SKU	Contents
Neogen® Molecular Detection Assay – *Listeria* Right Now™	MDALRN96	700007660	96 Tests/Kit
Neogen® Molecular Detection Right Now™ Matrix Control	RNMC96	700007661	96 Tests/Kit
Neogen® Molecular Detection Instrument and Accessory Kit	MDS100	700002195	1 Each
Neogen® Molecular Detection Heat/Chill Block Insert	MDSHBIN	700000145	1 Each

Request a free trial at: **info.neogen.com/ListeriaRightNow**

NEOGEN®

PERFORMANCE TESTED AOAC RESEARCH INSTITUTE LICENSE NUMBER 042604

Neogen Corporation, 620 Lesher Place, Lansing, MI 48912 USA.
© Neogen Corporation 2026. All rights reserved. Neogen is a registered trademark of Neogen Corporation.
All other marks mentioned are the property of their respective owners.
FS02247_0326