SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지



COMPANY INFORMATION

스냅슛 (SNAPSHOOT)

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

추락방지 시스템

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

밀폐공간 진입·구조 솔루션

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

산업안전 보호구

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

산업용 소재·건축자재

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.



Introducing the Canine High-Density (HD) Genotyping Array

Access current whole-genome DNA sequence and single nucleotide polymorphism data from the National Human Genome Research Institute

Introducing the Applied Biosystems™ Axiom™ Canine HD Genotyping Array—a new, comprehensive microarray-based tool for advanced canine research. This high-throughput solution covers over 700,000 empirically tested, informative SNPs and insertions/deletions for over 40 breeds making it the ideal tool for veterinary and human disease research as well as canine breeding programs.

Designed in collaboration with the Canine Consortium, this new solution includes markers from existing catalog arrays, such as breed-specific markers and functional variants to make comparison to historical data simple and seamless. The Axiom Canine HD Genotyping Array also includes new functional variants that are available on the Applied Biosystems™ Axiom™ Canine Genotyping Array Set A, as well as newly discovered intergenic variants (long noncoding RNA and miRNA) for a more comprehensive view.

ThermoFisher SCIENTIFIC

applied biosystems

Verified dog breeds

Verification samples have originated from sporting, non-sporting, working, toy, hound, herding, and terrier breeds.			
Afghan Hound	Dachshund	Labrador Retriever	Portuguese Water Dog
Akita	Doberman Pinscher	Leonberger (as a pedigree or trios)	Saluki
Basset Hound	German Shepherd	Mastiff	Scottish Terrier
Beagle	German Shorthaired Pointer	Miniature Poodle	Shetland sheep dog
Bichons Frise	Golden Retriever	Miniature Schnauzer	Siberian Husky
Border Collie	Gray Wolf	Mixed breed dogs	Soft Coated Wheaten Terrier
Boston Terrier	Great Dane	Newfoundland	Staffordshire Bull Terrier
Bulldog	Great Pyrenees (includes trios)	Old English Sheepdog	Village dogs
Cavalier King Charles Spaniel	Irish Water Spaniel	Pembroke Welsh Corgi	West Highland White Terrier
Chow Chow	Italian Greyhound	Pomeranian	Yorkshire Terrier

The Axiom Canine HD Genotyping Array is a complete solution for high-density, high-throughput canine genotyping, with samples prepared using the Applied Biosystems™ Axiom™ 2.0 Assay, which is available for processing on the Applied Biosystems™ GeneTitan™ Multi-Channel (MC) Instrument. The complete solution includes the Applied Biosystems™ Axiom™ Analysis Suite for easy, fast, and cost-effective data analysis to conduct canine genetic research.



Ordering information

Product	Quantity	Cat. No.
Axiom Canine HD Genotyping Array	1 x 96-array plate	550869
Related products		
Axiom Canine Genotyping Array Set A	1 x 96-array plate	550771
Axiom Canine Genotyping Array Set B	1 x 96-array plate	550772
Axiom 2.0 Reagent Kit	1 x 96 reaction kit	901758
Axiom GeneTitan Consumables Kit	1 x 96 reactions	901606

Contact your local genotyping technical sales specialist for more details and pricing.

ThermoFisher SCIENTIFIC

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. © 2017 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified. **COL14079 0617**