SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지



COMPANY INFORMATION

스냅슛 (SNAPSHOOT)

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

추락방지 시스템

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

밀폐공간 진입·구조 솔루션

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

산업안전 보호구

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

산업용 소재·건축자재

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.

7982 Egg Yolk Emulsion, 100ml

Intended Use

Egg Yolk Emulsion, 100ml is a sterile 50% suspension of stabilized egg yolk in saline used as an enrichment in bacterial culture media in a laboratory setting. Egg Yolk Emulsion, 100ml is not intended for use in the diagnosis of disease or other conditions in humans.

Principles of the Procedure

Egg Yolk Emulsion, 100ml is added to various media used to identify species of C*lostridium, Bacillus and Staphylococcus* based on these species' lipase and/or lecithinase activity.

For use in:

7741 MYP Agar Base: This medium differentiates *B. cereus* from other bacteria based on resistance to Polymyxin B, lack of Mannitol fermentation, and presence of lecithinase. After preparation and sterilization of the base medium, aseptically add 50ml of Egg Yolk Emulsion and 10ml of a sterile 50,000 IU solution of Polymyxin B (7997) to 900ml of the MYP base medium.

7442 Bacillus Cereus Agar Base: This medium differentiates *B. cereus* from other bacteria based on resistance to polymyxin, lack of mannitol fermentation, and presence of lecithinase. After preparation and sterilization of the base medium, aseptically add 50ml of Egg Yolk Emulsion and 10ml of a sterile 50,000 IU solution of Polymyxin B (7997) to 950ml of the Bacillus Cereus Agar base medium.

9188 Clostridium Perfringens Agar Base: *C. perfringens* demonstrates lecithinase activity, causing an opaque zone around the colony. After preparation and sterilization of the base medium, aseptically add 100ml of Egg Yolk Emulsion to 900ml of the Clostrdium Perfringens Agar Base medium. Add the antimicrobic supplement of choice to make up either TSC Agar or SFP Agar

Formula:

Egg Yolk ……..50ml
Saline, sterile……50ml

Directions

1. Follow the base media instructions for the preparation of the culture medium using egg yolk enrichment.

Quality Control Specifications

Appearance: Egg Yolk Emulsion, 100ml is a yellow and opaque suspension.

Reconstitution Procedure

Egg Yolk Emulsion, 100ml is ready to use.

Storage

Store sealed bottle containing the product at 2 - 8°C. If opened and not completely utilized, be certain that aseptic dispensing procedures are followed to maintain sterility of the emulsion. Protect from contamination by keeping container tightly closed.

Expiration

Refer to expiration date stamped on the container. The emulsion should be discarded if not sterile, or if appearance has changed from the original color. Expiry applies to emulsion in its intact container when stored as directed.

Limitations of the Procedure

Egg Yolk Emulsion should be thoroughly re-suspended before use. Mix gently by hand without generating foam or bubbles

Packaging

Egg Yolk Emulsion, 100ml

Code No.	**7982**	**100ml**

Technical Information

Contact Acumedia Manufacturers, Inc. for Technical Service or questions involving dehydrated culture media preparation or performance at (517)372-9200 or fax us at (517)372-2006.