SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지



COMPANY INFORMATION

스냅슛 (SNAPSHOOT)

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

추락방지 시스템

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

밀폐공간 진입·구조 솔루션

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

산업안전 보호구

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

산업용 소재·건축자재

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.

7991 Modified Oxford Listeria Supplement

Intended Use
Modified Oxford Listeria Supplement is used with Oxford Listeria Agar Base as a supplement for the selective enrichment of *Listeria* spp. in foods in a laboratory setting. Modified Oxford Listeria Supplement is not intended for use in the diagnosis of disease or other conditions in humans.

Principles of the Procedure
Modified Oxford Listeria Supplement is a lyophilized supplement which is reconstituted into a solution and is added to Oxford Listeria Agar Base.

For use in:

7428 Oxford Listeria Agar Base: The moxalactam and colistin sulfate contained in this supplement are added as selective agents to this medium base to make the complete Modified Oxford Medium used in the USDA procedure for isolating *Listeria* spp. from foods.

Formula (per vial)
Moxalactam……10.0mg
Colistin sulfate……5.0mg

Precaution
1. For laboratory use only.

Directions
Oxford Listeria Agar Base- as Modified Oxford Medium.
1. Suspend 57.5 g of the medium in one liter of purified water.
2. Heat with frequent agitation and boil for one minute to completely dissolve the medium.
3. Autoclave at 121°C for 10 – 15 minutes. Cool to 45 - 50°C.
4. Reconstitute 2 vials of Modified Oxford Listeria Supplement and aseptically add to 1L of the sterile medium.
5. Dispense as desired.

Quality Control Specifications
Lyophilized Appearance: Homogenous white dried ‘cake’, crystalline; may break up with agitation.

Reconstituted Appearance: Clear to very slightly opalescent, colorless to straw-colored; no to very light precipitate.

Reconstitution Procedure
1. Reconstitute the vial by aseptically adding 5.0ml of sterile purified water and mix thoroughly.

Storage
Store sealed bottle containing the product at 2 - 8°C.

Expiration
Refer to expiration date on the label. Expiry applies to the lyophilized supplement in its intact container when stored as directed.

Limitations of the Procedure
Discard if lyophilized supplement demonstrates any moisture uptake or appears to have liquefied; discard if reconstituted supplement demonstrates any precipitate.

Packaging

Modified Oxford Listeria Supplement
Code No. 7991 10 x 5ml

Technical Information

Contact Acumedia Manufacturers, Inc. for Technical Service or questions involving dehydrated culture media preparation or performance at (517)372-9200 or fax us at (517)372-2006.