SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지



COMPANY INFORMATION

스냅슛 (SNAPSHOOT)

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

추락방지 시스템

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

밀폐공간 진입·구조 솔루션

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

산업안전 보호구

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

산업용 소재·건축자재

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.

mCCDA Selective Supplement CE (NCM4028)

Intended Use
A selective culture media supplement for the isolation of *Campylobacter* spp. mCCDA Selective Supplement CE is for use with:

NCM2022 Campylobacter Blood Free Medium (mCCDA) CE

Typical Formulation

Cefoperazone	32.0 mg/L
Amphotericin	10.0 mg/L

Typical Formulation by Vial Size

	Per 500 mL Vial NCM4028-0.5
Cefoperazone	16 mg
Amphotericin	5 mg

Precaution
Refer to SDS

Preparation
1. Using aseptic technique, remove the crimp cap and rubber stopper. Aseptically retain the stopper.
2. Reconstitute the contents of the vial using the appropriate volume of sterile deionized/RO water as indicated in the table below.
3. Replace the rubber stopper and gently shake or invert the contents to dissolve.
4. Add the vial contents to the cooled medium as per the label directions.

	NCM4028-0.5
Supplement Reconstitution Volume	5 mL
Media Prep Volume	500 mL

Quality Control Specifications
Lyophilized Appearance: Homogenous yellow dried pellet; may break up with agitation.

Reconstituted Appearance: Opaque yellow solution without a precipitate.

Storage
Store sealed vial at 2-8°C away from direct sunlight.

Expiration
Refer to expiration date stamped on the container. Expiry applies to unopened dehydrated supplement.

Precautions
Discard if lyophilized supplement demonstrates any moisture uptake or appears to have liquefied; discard if reconstituted supplement demonstrates any precipitate.

Revision: 2 Effective Date: 9/13/2022

1 Quest Park, Heywood, BL9 7JJ, UK
+44 (0) 161 820 3833
info@neogeneurope.com • foodsafety.neogen.com

Neogen Europe Limited, 1 Quest Park, Heywood, BL9 7JJ

EC REP CS Lifesciences Europe Limited, The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX, Ireland

CE IVD

Revision: 2 Effective Date: 9/13/2022

mCCDA Selective Supplement CE (NCM4028)

Tilsigtet anvendelse
Et selektivt tilskud til dyrkningsmedium til isolering af *Campylobacter* spp. mCCDA Selective Supplement CE skal bruges med:

NCM2022 Campylobacter Blood Free Medium (mCCDA) CE

Typisk sammensætning

Cefoperazon	32,0 mg/L
Amphotericin	10,0 mg/L

Typisk sammensætning iht. hætteglassets størrelse

	Pr. 500 mL hætteglas NCM4028-0.5
Cefoperazon	16 mg
Amphotericin	5 mg

Forholdsregler
Se sikkerhedsdatabladet.

Forberedelse
1. Brug aseptisk teknik, og fjern beskyttelseshætten og gummiproppen. Opbevar proppen aseptisk.
2. Rekonstituér hætteglassets indhold med den korrekte mængde sterilt, deioniseret/RO-vand, som det fremgår af nedenstående tabel.
3. Sæt gummiproppen i igen, og ryst forsigtigt, eller vend indholdet for at opløse det.
4. Tilsæt hætteglassets indhold til det afkølede medium i henhold til anvisningerne på mærkaten.

	NCM4028-0.5
Rekonstitueringsmængde for tilskud	5 mL
Mængde af medium til forberedelse	500 mL

Specifikationer for kvalitetskontrol
Frysetørret udseende: Homogen, gul, tørret pille, kan opløses ved agitation.

Rekonstitueret udseende: Uigennemsigtig gul opløsning uden bundfald.

Opbevaring
Opbevar forseglet hætteglas ved 2-8 °C og ikke i direkte sollys.

Udløbsdato
Se udløbsdatoen, der er trykt på beholderen. Udløbsdatoen gælder det uåbnede, dehydrerede tilskud.

Begrænsninger
Bortskaf, hvis det frysetørrede tilskud viser tegn på fugtoptagelse eller ser ud til at være blevet flydende. Bortskaf ved tegn på bundfald i rekonstitueret produkt.

Revision: 2 Effective Date: 9/13/2022

1 Quest Park, Heywood, BL9 7JJ, UK
+44 (0) 161 820 3833
info@neogeneurope.com • foodsafety.neogen.com

Neogen Europe Limited, 1 Quest Park, Heywood, BL9 7JJ

EC REP CS Lifesciences Europe Limited, The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX, Ireland

CE IVD

Revision: 2 Effective Date: 9/13/2022

mCCDA Selective Supplement CE (NCM4028)

Verwendungszweck
Selektives Supplement für Nährmedien zur Isolierung von *Campylobacter spp*. mCCDA Selective Supplement CE dient zur Verwendung mit:

NCM2022 Campylobacter-Medium blutfrei (mCCDA) CE

Typische Rezeptur

Cefoperazon	32,0 mg/L
Amphotericin	10,0 mg/L

Typische Rezeptur nach Fläschchengröße

	Pro 500-mL-Fläschchen NCM4028-0,5
Cefoperazon	16 mg
Amphotericin	5 mg

Sicherheitshinweis
Siehe SDB

Zubereitung
1. Entfernen Sie die Bördelkappe und den Gummistopfen anhand einer aseptischen Technik. Legen Sie den Stopfen unter aseptischen Bedingungen ab.
2. Rekonstituieren Sie den Inhalt des Fläschchens mit der entsprechenden Menge an sterilem demineralisiertem/Umkehrosmose-Wasser, wie in der Tabelle unten angegeben.
3. Setzen Sie den Gummistopfen wieder auf und schütteln Sie den Inhalt vorsichtig, um ihn aufzulösen.
4. Fügen Sie den Inhalt des Fläschchens gemäß den Anweisungen auf dem Etikett zum gekühlten Nährmedium hinzu.

	NCM4028-0,5
Rekonstitutionsmenge Supplement	5 mL
Zubereitungsmenge Nährmedium	500 mL

Qualitätskontrolle
Aussehen im lyophilisierten Zustand: Homogenes gelbes getrocknetes Pellet; kann durch Schütteln brechen.

Aussehen im rekonstituierten Zustand: Opake gelbe Lösung ohne Präzipitat.

Lagerung
Verschlossenes Fläschchen bei 2-8°C aufbewahren und vor direktem Sonnenlicht schützen.

Haltbarkeit
Siehe aufgedrucktes Verfallsdatum auf dem Behälter. Das Verfallsdatum gilt für ungeöffnetes getrocknetes Supplement.

Revision: 2 Effective Date: 9/13/2022

1 Quest Park, Heywood, BL9 7JJ, UK
+44 (0) 161 820 3833
info@neogeneurope.com • foodsafety.neogen.com

Sicherheitshinweise

Bei Anzeichen von Feuchtigkeit oder Verflüssigung muss das lyophilisierte Supplement entsorgt werden.
Bei Anzeichen von Niederschlag muss das rekonstituierte Supplement entsorgt werden.

Neogen Europe Limited, 1 Quest Park, Heywood, BL9 7JJ

EC REP CS Lifesciences Europe Limited, The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX, Ireland

CE IVD

Revision: 2 Effective Date: 9/13/2022

mCCDA Selective Supplement CE (NCM4028)

Προτιθέμενη Χρήση
Ένα επιλεκτικό συμπλήρωμα μέσων καλλιέργειας για την απομόνωση του Campylobacter spp. Το Επιλεκτικό Συμπλήρωμα mCCDA CE προορίζεται για χρήση με:

NCM2022 Campylobacter Blood Free Medium (mCCDA) CE

Τυπικό Σκεύασμα

Κεφοπεραζόνη	32.0 mg/L
Αμφοτερικίνη	10.0 mg/L

Τυπικό Σκεύασμα ανά Μέγεθος Φιαλιδίου

	Ανά Φιαλίδιο των 500 mL NCM4028-0.5
Κεφοπεραζόνη	16 mg
Αμφοτερικίνη	5 mg

Προφυλάξεις
Ανατρέξτε στο Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας

Παρασκευή
1. Χρησιμοποιώντας ασηπτική τεχνική, αφαιρέστε το κάλυμμα και το πώμα από καουτσούκ. Διατηρήστε ασηπτικά το πώμα.
2. Ανασυστήστε το περιεχόμενο του φιαλιδίου χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο όγκο αποστειρωμένου απιονισμένου / RO νερού όπως υποδεικνύεται στον παρακάτω πίνακα.
3. Αντικαταστήστε το ελαστικό πώμα και ανακινήστε απαλά ή αναστρέψτε το περιεχόμενο για να διαλυθεί.
4. Προσθέστε τα περιεχόμενα του φιαλιδίου στο ψυγμένο μέσο σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

	NCM4028-0.5
Όγκος Συμπληρώματος Ανασύστασης	5 mL
Όγκος Παρασκευής των Μέσων	500 mL

Προδιαγραφές Ελέγχου Ποιότητας
Λυοφιλοποιημένη Εμφάνιση: Ομοιογενές κίτρινο αποξηραμένο χάπι που μπορεί να διαλυθεί με ανατάραξη.

Ανασυσταμένη Εμφάνιση: Αδιαφανές κίτρινο διάλυμα χωρίς ίζημα.

Αποθήκευση
Αποθηκεύστε το σφραγισμένο φιαλίδιο στους 2-8° C μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Λήξη
Ανατρέξτε στην ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στον περιέκτη. Η λήξη ισχύει για το μη ανοιγμένο αφυδατωμένο συμπλήρωμα.

Προφυλάξεις
Απορρίψτε εάν το λυοφιλοποιημένο συμπλήρωμα εμφανίζει πρόσληψη υγρασίας ή φαίνεται να έχει υγροποιηθεί. Απορρίψτε εάν το ανασυσταμένο συμπλήρωμα εμφανίζει ίζημα.

Revision: 2 Effective Date: 9/13/2022

NEOGEN
1 Quest Park, Heywood, BL9 7JJ, UK
+44 (0) 161 820 3833
info@neogeneurope.com • foodsafety.neogen.com

Neogen Europe Limited, 1 Quest Park, Heywood, BL9 7JJ

EC REP CS Lifesciences Europe Limited, The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX, Ireland

CE IVD

Revision: 2 Effective Date: 9/13/2022

mCCDA Selective Supplement CE (NCM4028)

Uso previsto
Un suplemento de medios de cultivo selectivo para el aislamiento del mCCDA Selective Supplement CE *Campylobacter* spp. que se utilizará con:

NCM2022 Medio libre de sangre para Campylobacter (mCCDA) CE

Formulación típica

Cefoperazone	32,0 mg/L
Amphotericin	10,0 mg/L

Formulación típica por tamaño de vial

	Por vial de 500 mL NCM4028-0.5
Cefoperazone	16 mg
Amphotericin	5 mg

Precauciones
Consulte la hoja de datos de seguridad

Preparación
1. Empleando una técnica aséptica, retire la tapa con reborde y el tapón de goma. Conserve el tapón de manera aséptica.
2. Reconstituya el contenido del vial utilizando el volumen apropiado de agua desionizada/osmotizada estéril como se indica en la tabla siguiente.
3. Vuelva a colocar el tapón de goma y agite o invierta suavemente el contenido para que se disuelva.
4. Añada el contenido del vial al medio enfriado según las indicaciones de la etiqueta.

	NCM4028-0.5
Volumen de reconstitución del suplemento	5 mL
Volumen de preparación de los medios	500 mL

Especificaciones de control de calidad
Aspecto liofilizado: Gránulo amarillo homogéneo y seco; puede romperse al agitarse.

Aspecto reconstituido: Solución amarilla opaca sin precipitado.

Almacenamiento
Almacene el vial sellado a 2-8 °C lejos de la luz solar directa.

Caducidad
Consulte la fecha de caducidad impresa en el envase. La caducidad se aplica al suplemento deshidratado sin abrir.

Limitaciones
Descarte si el suplemento liofilizado presenta alguna absorción de humedad o parece haberse licuado; descarte si el suplemento reconstituido presenta algún precipitado.

Revision: 2 Effective Date: 9/13/2022

1 Quest Park, Heywood, BL9 7JJ, UK
+44 (0) 161 820 3833
info@neogeneurope.com • foodsafety.neogen.com

Neogen Europe Limited, 1 Quest Park, Heywood, BL9 7JJ

EC REP CS Lifesciences Europe Limited, The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX, Ireland

CE IVD

Revision: 2 Effective Date: 9/13/2022

mCCDA Selective Supplement CE (NCM4028)

Usage prévu
Un complément de milieu de culture sélectif pour l'isolement de *Campylobacter spp*. Le mCCDA Selective Supplement CE est à utiliser avec :

NCM2022 Milieu *Campylobacter* sans sang (mCCDA) CE

Formulation typique

Céfopérazone	32,0 mg/L
Amphotéricine	10,0 mg/L

Formulation typique par format de flacon

	Par flacon de 500 mL NCM4028-0.5
Céfopérazone	16 mg
Amphotéricine	5 mg

Précaution
Consulter la fiche technique de sécurité

Préparation
1. En utilisant une technique aseptique, retirer le capuchon à sertir et le bouchon en caoutchouc. Conserver le bouchon de manière aseptique.
2. Reconstituer le contenu du flacon en utilisant le volume approprié d'eau déionisée/d'osmose inverse stérile comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
3. Replacer le bouchon en caoutchouc, puis agiter avec précaution ou retourner le flacon pour en dissoudre le contenu.
4. Ajouter le contenu du flacon au milieu refroidi selon les instructions indiquées sur l'étiquette.

	NCM4028-0.5
Volume de reconstitution du complément	5 mL
Volume de préparation du milieu	500 mL

Spécifications de contrôle de la qualité
Apparence lyophilisée : granulés séchés de couleur jaune et homogènes qui peuvent se dissoudre après agitation.

Apparence reconstituée : solution jaune opaque sans précipité.

Stockage
Conserver le flacon scellé à une température comprise entre 2 et 8 °C à l'abri de la lumière directe du soleil.

Péremption
Consulter la date de péremption estampillée sur le contenant. La date de péremption s'applique au complément déshydraté non ouvert.

Revision: 2 Effective Date: 9/13/2022

1 Quest Park, Heywood, BL9 7JJ, UK
+44 (0) 161 820 3833
info@neogeneurope.com • foodsafety.neogen.com

Précautions

Jeter l’ensemble si le complément lyophilisé affiche une absorption d’humidité ou semble s’être liquéfié, et si le complément reconstitué présente un précipité.

Neogen Europe Limited, 1 Quest Park, Heywood, BL9 7JJ

EC REP CS Lifesciences Europe Limited, The Black Church, St. Mary’s Place, Dublin 7, D07 P4AX, Ireland

CE IVD

Revision: 2 Effective Date: 9/13/2022

mCCDA Selective Supplement CE (NCM4028)

Uso previsto
mCCDA Selective Supplement CE è un supplemento selettivo per terreni di coltura per l'isolamento di *Campylobacter* spp., da utilizzare con:

NCM2022 Campylobacter Blood Free Medium (mCCDA) CE

Formulazione tipica

Cefoperazone	32,0 mg/L
Amfotericina	10,0 mg/L

Formulazione tipica per dimensione del flaconcino

	Per flaconcino da 500 mL NCM4028-0.5
Cefoperazone	16 mg
Amfotericina	5 mg

Precauzioni
Consultare la SDS

Preparazione
1. Rimuovere la chiusura a ghiera e il tappo in gomma con tecnica asettica. Mettere da parte il tappo in condizioni asettiche.
2. Ricostituire il contenuto del flaconcino utilizzando il volume appropriato di acqua deionizzata/RO sterile come indicato nella tabella qui di seguito.
3. Ricollocare il tappo in gomma e agitare delicatamente o invertire il contenuto per favorirne la dissoluzione.
4. Aggiungere il contenuto del flaconcino nel terreno raffreddato come indicato nelle istruzioni riportate sull'etichetta.

	NCM4028-0.5
Volume di ricostituzione del supplemento	5 mL
Volume di preparazione del terreno	500 mL

Specifiche per il controllo di qualità
Aspetto del prodotto liofilizzato: pellet essiccato giallo omogeneo; può frammentarsi con l'agitazione.

Aspetto del prodotto ricostituito: soluzione gialla opaca priva di precipitato.

Conservazione
Conservare il flaconcino sigillato a 2-8 °C al riparo dalla luce solare diretta.

Scadenza
Fare riferimento alla data di scadenza stampata sul contenitore. La scadenza si riferisce al supplemento disidratato non aperto.

Revision: 2 Effective Date: 9/13/2022

1 Quest Park, Heywood, BL9 7JJ, UK
+44 (0) 161 820 3833
info@neogeneurope.com • foodsafety.neogen.com

Limitazioni
Eliminare se il supplemento liofilizzato presenta assorbimento di umidità o mostra segni di dissoluzione; eliminare se il supplemento ricostituito contiene precipitati.

Neogen Europe Limited, 1 Quest Park, Heywood, BL9 7JJ

EC REP CS Lifesciences Europe Limited, The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX, Ireland

CE IVD

Revision: 2 Effective Date: 9/13/2022

mCCDA Selective Supplement CE (NCM4028)

Utilização prevista
Um suplemento de meio de cultura seletivo para o isolamento da *Campylobacter* spp. O mCCDA Selective Supplement CE destina-se a ser utilizado com:

NCM2022 Campylobacter Blood Free Medium (mCCDA) CE

Formulação típica

Cefoperazona	32,0 mg/L
Anfotericina	10,0 mg/L

Formulação típica por tamanho do frasco

	Por frasco de 500 mL NCM4028-0.5
Cefoperazona	16 mg
Anfotericina	5 mg

Precaução
Consultar a FDS

Preparação
1. Utilizando uma técnica assética, remova a tampa de aperto e a rolha de borracha. Guarde a rolha de forma assética.
2. Reconstitua o conteúdo do frasco utilizando o volume apropriado de água esterilizada obtida por osmose inversa e desionização, conforme indicado na tabela abaixo.
3. Reponha a rolha de borracha e agite suavemente ou inverta o conteúdo para dissolvê-lo.
4. Adicione o conteúdo do frasco ao meio refrigerado de acordo com as indicações no rótulo.

	NCM4028-0.5
Volume de reconstituição do suplemento	5 mL
Volume de preparação do meio	500 mL

Especificações do controlo de qualidade
Aspeto liofilizado: Pélete seco amarelo homogéneo; pode desagregar-se ao ser agitado.

Aspeto reconstituído: Solução amarela opaca sem precipitado.

Conservação
Conserve o frasco selado a uma temperatura de 2-8°C, longe da luz solar direta.

Prazo de validade
Consulte a data de validade impressa no recipiente. O prazo de validade aplica-se ao suplemento desidratado por abrir.

Limitações
Deite fora se o suplemento liofilizado demonstrar que absorveu humidade ou parecer que se está a liquefazer; deite fora se o suplemento reconstituído demonstrar que contém precipitado.

Revision: 2 Effective Date: 9/13/2022

1 Quest Park, Heywood, BL9 7JJ, UK
+44 (0) 161 820 3833
info@neogeneurope.com • foodsafety.neogen.com

Neogen Europe Limited, 1 Quest Park, Heywood, BL9 7JJ

EC REP CS Lifesciences Europe Limited, The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX, Ireland

CE IVD

Revision: 2 Effective Date: 9/13/2022

mCCDA Selective Supplement CE (NCM4028)

Revision: 2 Effective Date: 9/13/2022

Avsedd användning
mCCDA Selective Supplement CE är en selektiv tillsats till odlingsmedier, för isolering av *Campylobacter* spp., och är avsedd att användas med:

NCM2022 Blodfritt selektivt medium (mCCDA) för Campylobacter CE.

Typisk formulering

Cefoperazon	32,0 mg/L
Amfotericin	10,0 mg/L

Typisk formulering per flaskstorlek

	500 mL flaska NCM4028-0.5
Cefoperazon	16 mg
Amfotericin	5 mg

Försiktighetsåtgärder
Se säkerhetsdatabladet.

Beredning
1. Använd aseptisk teknik och ta bort krymplocket och gummiproppen. Förvara proppen under aseptiska förhållanden.
2. Rekonstituera flaskans innehåll med rätt volym sterilt avjoniserat vatten, som anges i tabellen nedan.
3. Sätt tillbaka gummiproppen och skaka försiktigt eller vänd upp och ned på flaskan så att innehållet löses.
4. Tillsätt flaskans innehåll till det svalnade mediet enligt anvisningarna på etiketten.

	NCM4028-0.5
Rekonstitutionsvolym för tillsatsen	5 mL
Volym för beredning av medium	500 mL

Specifikationer för kvalitetskontroll
Utseende på frystorkad produkt: jämnt gul, torkad pellet som kan brytas sönder vid skakning.

Utseende på rekonstituerad produkt: ogenomskinlig, gul lösning utan fällning.

Förvaring
Förseglade flaskor förvaras vid 2–8 °C i skydd från direkt solljus.

Utgångsdatum
Utgångsdatum finns tryckt på behållaren. Utgångsdatumet gäller för oöppnad, torkad tillsats.

Begränsningar
Kassera produkten om den frystorkade tillsatsen visar tecken på fuktupptag eller verkar ha blivit flytande.
Kassera produkten om den rekonstituerade tillsatsen uppvisar någon fällning.

NEOGEN
1 Quest Park, Heywood, BL9 7JJ, UK
+44 (0) 161 820 3833
info@neogeneurope.com • foodsafety.neogen.com

Neogen Europe Limited, 1 Quest Park, Heywood, BL9 7JJ

EC REP CS Lifesciences Europe Limited, The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX, Ireland

CE IVD

Revision: 2 Effective Date: 9/13/2022