SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지



COMPANY INFORMATION

스냅슛 (SNAPSHOOT)

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

추락방지 시스템

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

밀폐공간 진입·구조 솔루션

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

산업안전 보호구

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

산업용 소재·건축자재

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.

Chloramphenicol CE (100 mg/L) (NCM4054)

Utilização prevista
Um suplemento de meio de cultura destinado ao isolamento de leveduras e bolores, suprimindo o crescimento da maioria das bactérias contaminantes, e destina-se a ser utilizado com:

NCM2012 Sabouraud Dextrose Agar CE

Formulação típica
Cloranfenicol 100,0 mg/L

Formulação típica por tamanho do frasco

	Por frasco de 500 mL NCM4054-0.5
Cloranfenicol	50 mg

Precaução
Consultar a FDS

Preparação
1. Utilizando uma técnica assética, remova a tampa de aperto e a rolha de borracha. Guarde a rolha de forma assética.
2. Reconstitua o conteúdo do frasco utilizando o volume apropriado de etanol a 100% esterilizado, conforme indicado na tabela abaixo.
3. Reponha a rolha de borracha e agite suavemente ou inverta o conteúdo para dissolvê-lo.
4. Adicione o conteúdo do frasco ao meio refrigerado de acordo com as indicações no rótulo.

	NCM4054-0.5
Volume de reconstituição do suplemento	5 mL
Volume de preparação do meio	500 mL

Especificações do controlo de qualidade
Aspeto liofilizado: Pélete seco branco homogéneo; pode desagregar-se ao ser agitado.

Aspeto reconstituído: Solução límpida incolor sem precipitado.

Conservação
Conserve o frasco selado a uma temperatura de 2-8°C, longe da luz solar direta.

Prazo de validade
Consulte a data de validade impressa no recipiente. O prazo de validade aplica-se ao suplemento no seu recipiente intacto, quando conservado conforme as instruções.

Limitações
Deite fora se o suplemento liofilizado demonstrar que absorveu humidade ou parecer que se está a liquefazer; deite fora se o suplemento reconstituído demonstrar que contém precipitado.

Revision: 0 Effective Date: 9/10/2021

1 Quest Park, Heywood, BL9 7JJ, UK
+44 (0) 161 820 3833
info@neogeneurope.com • foodsafety.neogen.com

Neogen Europe Limited, 1 Quest Park, Heywood, BL9 7JJ

EC REP CS Lifesciences Europe Limited, The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX, Ireland

CE IVD

Revision: 0 Effective Date: 9/10/2021

1 Quest Park, Heywood, BL9 7JJ, UK
+44 (0) 161 820 3833
info@neogeneurope.com • foodsafety.neogen.com