SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지



COMPANY INFORMATION

스냅슛 (SNAPSHOOT)

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

추락방지 시스템

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

밀폐공간 진입·구조 솔루션

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

산업안전 보호구

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

산업용 소재·건축자재

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.

NEOGEN

Product Instructions
BP0288500

- EN Rappaport-Vassiliadis R10 Broth
- FR Bouillon Rappaport-Vassiliadis (R10)
- ES Caldo Rappaport-Vassilidias R10
- PT Caldo Rappaport-Vassilidias R10

Issue Date: 2024-01

Product Instructions

Rappaport-Vassiliadis R10 Broth

DESCRIPTION
Medium used for the selective enrichment of *Salmonella* from meat products, polluted water, sewage and feces.

APPLICATIONS
For Laboratory Use Only. Safety Data Sheet available.

PREPARATION OF THE MEDIUM
Suspend 26.6 grams of the powder in 1.0 L of purified water. Mix thoroughly. Warm gently to dissolve powder. Dispense 10.0 mL amounts. Autoclave at 116°C (10 pounds pressure) for 15 minutes.

Final pH 5.1 +/- 0.2 at 25°C

COMPOSITION OF THE MEDIUM
Pancreatic Digest of Casein 4.54 g, Sodium Chloride 7.2 g, Monopotassium Phosphate 1.45 g, Magnesium Chloride, Anhydrous 13.4 g, Malachite Green Oxylate 0.036 g.
Formulation may be adjusted and/ or supplemented to meet performance requirements.

STORAGE
2-30°C Hygroscopic. Keep container tightly closed.

DISPOSAL
Follow established laboratory practices.

Disclaimer: Neogen disclaims all express and implied warranties including warranties of merchantability or fitness for a particular use. If product is defective, the exclusive remedy is, at Neogen's option, replacement, or refund. Except where prohibited by law, Neogen will not be liable for any further loss or damage arising from use of this product.

User Responsibility: Users are responsible for familiarizing themselves with product instructions and information. Visit our website at **www.neogen.com**, or contact your local Neogen representative or distributor for more information.

EXPLANATION OF SYMBOLS
info.neogen.com/symbols

Neogen Food Safety

Neogen Corporation
620 Lesher Place
Lansing, MI 48912 USA
neogen.com

Neogen Europe Ltd.
The Dairy School
Auchincruive
Ayr, KA6 5HU
Scotland, UK

Neogen Ireland, Ltd.
Bray Business Park, Bray
Co. Wicklow
A98YV29, Ireland



Neogen Corporation
620 Lesher Place Lansing, MI 48912 USA
www.neogen.com

Neogen is a trademark of Neogen Corporation.
© Neogen Corporation 2024.
All rights reserved.
FS00857A

Date de parution : 2024-01

NEOGEN®

Instructions relatives au produit

Bouillon Rappaport-Vassiliadis (R10)

DESCRIPTION
Milieu utilisé pour l'enrichissement sélectif de *Salmonella* dans les produits carnés, l'eau polluée, les eaux usées et les selles.

APPLICATIONS
Destiné uniquement à l'usage en laboratoire. Fiche de données de sécurité disponible.

PRÉPARATION DU MILIEU
Suspendre 26,6 grammes de poudre dans 1,0 l d'eau purifiée. Mélanger soigneusement. Chauffer doucement pour dissoudre la poudre. Distribuer des quantités de 10,0 ml. Stériliser à l'autoclave à 116 °C (pression de 4,5 kilos (10 livres)) pendant 15 minutes.

pH final 5,1 +/- 0,2 à 25 °C

COMPOSITION DU MILIEU
Digestat pancréatique de caséine 4,54 g, chlorure de sodium 7,2 g, phosphate monopotassique 1,45 g, chlorure de magnésium, Anhydre 13,4 g, oxalate de vert de malachite 0,036 g.

La formule peut être ajustée et/ou complétée afin de respecter les exigences en matière de performance.

STOCKAGE
Entre 2 et 30 °C, hygroscopique. Maintenir le récipient hermétiquement fermé.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Suivre les pratiques établies en laboratoire.

Renonciation : Neogen décline toute garantie explicite et implicite de commercialisation ou d'adaptation dans un but spécifique. Si le produit présente un défaut, le recours exclusif, à l'entière discrétion de Neogen, est le remplacement ou le remboursement. Sauf interdiction par la loi, Neogen ne sera pas responsable de tout autre préjudice ou dommage découlant de l'utilisation de ce produit.

Responsabilité de l'utilisateur : Il incombe aux clients et aux utilisateurs de connaître les instructions et les informations. Veuillez visiter notre site www.neogen.com pour consulter les instructions les plus récentes ou contacter votre représentant ou distributeur Neogen.

EXPLICATION DES SYMBOLES
info.neogen.com/symbols

Neogen Food Safety

Neogen Corporation
620 Lesher Place
Lansing, MI 48912 USA
neogen.com

Neogen Europe Ltd.
The Dairy School
Auchincruive
Ayr, KA6 5HU
Scotland, UK

Neogen Ireland, Ltd.
Bray Business Park, Bray
Co. Wicklow
A98YV29, Ireland



Neogen Corporation
620 Lesher Place Lansing, MI 48912 USA
www.neogen.com

Neogen is a trademark of Neogen Corporation.
© Neogen Corporation 2024.
All rights reserved.
FS00857A

Fecha de emisión: 2024-01

Instrucciones del producto

Caldo Rappaport-Vassilidias R10

DESCRIPCIÓN
Medio usado para el enriquecimiento selectivo de *Salmonella* de productos cárnicos, agua contaminada, cloacas y heces.

APLICACIONES
Solo para uso de laboratorio. Hoja de datos sobre seguridad disponible.

PREPARACIÓN DEL MEDIO
Suspenda 26,6 g del polvo en 1 l de agua purificada. Mezcle bien. Caliente suavemente para disolver el polvo. Dispense cantidades de 10 ml. Esterilice en autoclave a 116 °C (10 libras de presión) durante 15 minutos.

pH final 5,1 +/- 0,2 a 25 °C

COMPOSICIÓN DEL MEDIO
Digerido pancreático de caseína 4,54 g; cloruro de sodio 7,2 g; fosfato monopotásico 1,45 g; cloruro de magnesio; anhidro 13,4 g; oxalato de malaquita verde 0,036 g.

La fórmula se puede ajustar y/o suplementar para satisfacer los requisitos de rendimiento.

ALMACENAMIENTO
2 a 30 °C higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado.

DESECHO
Siga los procedimientos de laboratorio establecidos.

Descargo de responsabilidades: Neogen renuncia a todas las garantías expresas y tácitas, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un uso específico. Si el producto es defectuoso, el único remedio es, a elección de Neogen, el reemplazo o el reembolso. Salvo cuando lo prohíba la ley, Neogen no será responsable de ninguna pérdida ni daño adicional que surja del uso de este producto.

Responsabilidad del usuario: Los usuarios son responsables de familiarizarse con las instrucciones e información del producto. Visite nuestro sitio web en www.neogen.com o póngase en contacto con su representante o distribuidor local de Neogen para obtener más información.

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS
info.neogen.com/symbols

Neogen Food Safety

Neogen Corporation
620 Lesher Place
Lansing, MI 48912 USA
neogen.com

Neogen Europe Ltd.
The Dairy School
Auchincruive
Ayr, KA6 5HU
Scotland, UK

Neogen Ireland, Ltd.
Bray Business Park, Bray
Co. Wicklow
A98YV29, Ireland



Neogen Corporation
620 Lesher Place Lansing, MI 48912 USA
www.neogen.com

Neogen is a trademark of Neogen Corporation.
© Neogen Corporation 2024.
All rights reserved.
FS00857A

Data de emissão: 2024-01

Instruções do produto

Caldo Rappaport-Vassilidias R10

DESCRIÇÃO
Meio utilizado para o enriquecimento seletivo de *Salmonella* a partir de subprodutos de carne, água poluída, esgoto e fezes.

APLICAÇÕES
Apenas para uso no laboratório. Ficha de Dados de Segurança disponível.

PREPARAÇÃO DO MEIO
Suspender 26,6 gramas do pó em 1,0 L de água purificada. Misture vigorosamente. Aquecer levemente para dissolver o pó. Aplicar quantidades de 10,0 mL. Esterilizar em autoclave a 116°C (pressão de 10 libras) por 15 minutos.

pH final 5,1 +/- 0,2 a 25°C

COMPOSIÇÃO DO MEIO
Digestão pancreática de caseína 4,54 g, cloreto de sódio 7,2 g, fosfato monopotássico 1,45 g, cloreto de magnésio, anidro 13,4 g, verde de malaquita oxalato 0,036 g.

A formulação pode ser ajustada e / ou completada para atender os requisitos de desempenho.

ARMAZENAMENTO
De 2 a 30°C higroscópico. Mantenha o recipiente totalmente fechado.

DESCARTE
Siga práticas laboratoriais estabelecidas.

Rejeição de Responsabilidade: A Neogen não reconhece quaisquer garantias explícitas e implícitas, incluindo garantias de comercialização ou adequação para determinada finalidade. Se o produto estiver com defeito, o único recurso é, a critério da Neogen, a substituição ou reembolso. A menos que proibido por lei, a Neogen não será responsabilizada por qualquer prejuízo ou dano adiconal decorrente do uso deste produto.

Responsabilidade do usuário: Os usuários são responsáveis por se familiarizar com as instruções e informações do produto. Visite nosso website em www.neogen.com, ou contate o seu representante ou distribuidor Neogen local para obter mais informações.

EXPLICAÇAO DOS SÍMBOLOS
info.neogen.com/symbols

Neogen Food Safety

Neogen Corporation
620 Lesher Place
Lansing, MI 48912 USA
neogen.com

Neogen Europe Ltd.
The Dairy School
Auchincruive
Ayr, KA6 5HU
Scotland, UK

Neogen Ireland, Ltd.
Bray Business Park, Bray
Co. Wicklow
A98YV29, Ireland



Neogen Corporation
620 Lesher Place Lansing, MI 48912 USA
www.neogen.com

Neogen is a trademark of Neogen Corporation.
© Neogen Corporation 2024.
All rights reserved.
FS00857A