SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지



COMPANY INFORMATION

스냅슛 (SNAPSHOOT)

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

추락방지 시스템

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

밀폐공간 진입·구조 솔루션

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

산업안전 보호구

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

산업용 소재·건축자재

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.

NEOGEN | Petrifilm®

When it comes to *B. cereus*, you want to be sure.

Neogen® Petrifilm® *Bacillus cereus* Count Plate


Say goodbye to the hassle of the MYP reference method with Petrifilm plates. Ready to use straight from the package, Petrifilm plates require no preparation, saving your team from exposure to antibiotic supplements. Plus, the space-saving size combined with fewer dilutions and drying time, frees up valuable lab and incubator space.

Petrifilm plates efficiently provide clear, reliable results to help you combat the persistent threat of *B. cereus.*


It's easy to use. Easy to read.* Easy to interpret.*

To request a demo or learn more, visit info.neogen.com/Petrifilm

**Compared to reference method agar.*







BC

***Bacillus cereus* Count Plate**

Petrifilm *Bacillus cereus* Count Plate

Benefits for you

Simple

Ready-to-use plates

No handling of antibiotic supplements

Comprehensive


Tests for the entire *Bacillus cereus sensu lato* group, including *B. cytotoxicus.*

Complete

A selective and differential medium that allows the enumeration of *Bacillus cereus* without confirmation.

Clearly the better choice.

The Petrifilm BC Count Plate is easy to interpret, featuring clear colonies instead of the swarming morphologies you get with the traditional reference method.



Typical *Bacillus cereus* colonies are red-violet with the presence of a white zone.

Product Information	
Stack height	10 plates or less
Optimum pH range	>5
Recommended counting range	≤100 CFU
Counting area	30cm^2
Incubation Temperature	30°C ± 1°C or 35°C ± 1°C
Time to Result	20–24 hr

Description	SKU	Contents
Petrifilm *Bacillus cereus* Count Plates	700006920 | 6482	50 plates/box
Petrifilm *Bacillus cereus* Count Plates	700006921 | 6483	500 plates/case
Petrifilm Flat Spreader	700002099 | 6425	2 spreaders/box

NEOGEN®

Neogen Corporation, 620 Lesher Place, Lansing, MI 48912 USA.

© Neogen Corporation 2024. All rights reserved. Neogen and Petrifilm are registered trademarks of Neogen Corporation.