SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지



COMPANY INFORMATION

스냅슛 (SNAPSHOOT)

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

추락방지 시스템

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

밀폐공간 진입·구조 솔루션

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

산업안전 보호구

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

산업용 소재·건축자재

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.

Raptor® Integrated Analysis Platform



NEOGEN®

Raptor Integrated Analysis Platform

The Raptor Integrated Analysis Platform is a lateral flow test strip reader with built-in incubation. The system provides an easy way to objectively analyze and store results of Neogen®'s lateral flow tests. The system controls the timing, temperature, and reading of the test strips, allowing users to simply add sample and walk away. The Raptor system protects the integrity of your data by processing and analyzing results without additional operator input.

- Barcoded test strips identify the test type, lot, and expiry
- Add sample and walk away
- System controls assay parameters for data integrity
- Connectivity options for easy testing data integration: WiFi or USB transfer of results
- Utilizes Neogen Data Manager Software system for easy data analysis

Two Options to Meet Your Needs

Raptor

Scalability
- Three ports for independent processing of three samples

Raptor Solo

Portability
- Battery operated for complete mobility

Raptor's Patented Cartridge

- Provides flexibility for your testing
- Ensures correct volume of sample is tested
- Made with recyclable plastic components

Ordering Information

9680	Raptor Integrated Analysis Platform
9696	Raptor Solo Integrated Analysis Platform
9681	Raptor Cartridges
9687	Optional Printer
9689	Optional Keyboard
8085	Reveal® Q+ for Aflatoxin
8385	Reveal Q+ for DON
8885	Reveal Q+ for Fumonisin
8088	Reveal Q+ MAX for Aflatoxin
8388	Reveal Q+ MAX for DON
8688	Reveal Q+ MAX for Ochratoxin
8188	Reveal Q+ MAX for Zearalenone
8288	Reveal Q+ MAX for T-2/HT-2



Traditional Testing

Other methods of testing require multiple hands-on steps that are potential source of operator error and require close monitoring of the process. All of these touch points have the potential to jeopardize the integrity of your data.

- Sample preparation
- Extraction
- Add diluent
- Select test on reader
- Incubate/Set timer
- Add lot information to reader
- Prepare test strip for reader
- Place test strip in reader and hit start
- Get results

Raptor Platform

The Raptor platform improves the efficiency of your laboratory by eliminating operator error and increasing productivity — just add sample and walk away. The Raptor platform protects the integrity of your data.

- Sample preparation
- Extraction
- Add diluent
- Add test strip
- Pipette sample into cartridge
- Get results





NEOGEN®

Neogen Corporation, 620 Lesher Place, Lansing, MI 48912 USA
© Neogen Corporation 2023. All rights reserved. Neogen, Raptor, and Reveal are registered trademarks of Neogen Corporation.
FS00705-0923