SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지



COMPANY INFORMATION

스냅슛 (SNAPSHOOT)

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

추락방지 시스템

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

밀폐공간 진입·구조 솔루션

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

산업안전 보호구

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

산업용 소재·건축자재

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.



Free up your focus

Neogen® Molecular Detection Assay 2 (MDA 2) - *Campylobacter and *Campylobacter* Enrichment Broth**


***Primary detection method used by the USDA Food Safety and Inspection Service*[1]**

There's now a better way to test for bacteria associated with poultry production. Find new efficiencies and simplify *Campylobacter* testing with Neogen MDA 2 - *Campylobacter*.

Featuring all the benefits of the Neogen Molecular Detection System, this assay and one-step enrichment broth are easy to use and accurate.

It's significantly faster than alternatives like PCR, immunoassay, and culture methods.

- Efficiently monitors for *Campylobacter*
- Simplified enrichment prep and protocol
- Easy to use and train
- Streamlined workflow
- Reliable
- Next-day results



Proven performance

Neogen MDA 2 - *Campylobacter*

While *Campylobacter* may not be your most frequent poultry test, it can't be ignored either — this pathogen causes an estimated 1.5 million illnesses each year in the U.S.[2] Now you can test for *Campylobacter* with a solution from Neogen.

The Neogen Molecular Detection System with Neogen MDA 2 - *Campylobacter* and MDA 2 - *Salmonella* is a complete solution that allows you to monitor poultry for both bacteria simultaneously. A single post-enrichment protocol for these pathogens means you can perform up to 96 tests of multiple types in one 60-minute run. And when compared using metrics such as time to result, throughput, unit size, and workflow, Neogen MDA 2 - *Campylobacter* outperforms other methods and manufacturers.

Campylobacter Enrichment Broth

- Easy-to-use
- Simplified enrichment — just add sterile water
- No supplements, microaerophilic incubation, organic solvents, or autoclaving the broth

Certifications and Validations

(view the method for specific details on the validations):

- AOAC® *Performance Tested Method*℠ *(Certificate #111803)*



Learn more at **info.neogen.com/MDS**

NEOGEN®

Simple Enrichment and Streamlined Workflow

Traditional Methods	Neogen®
Weigh powder Add water Autoclave Prepare organic solvent Cool Add to supplement vial Mix supplements with broth Add sample to media Place in anaeobic jar Add oxygen scavenger, catalyst, and indicator Incubate	Weigh powder Sterilize water Add water Mix Add sample to media Incubate aerobically
11+ STEPS	**5 STEPS**

Ordering Information

Description	Cat. No.	Contents
Molecular Detection Assay 2 - *Campylobacter*	MDA2CAM96	96 tests/kit
Campylobacter Enrichment Broth	CE250	1 bottle
Molecular Detection Assay 2 - *Salmonella*	MDA2SAL96	96 tests/kit
Bird Rinse with 400 mL Buffered Peptone Water Broth	BRBPW400	35/box
Bird Rinse Plain Sample Bag	BRB3500	500/box

[1] United States Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service Microbiology Laboratory Guidebook 4.10.
[2] US Centers for Disease Control and Protocol Yellow Book, Ch. 4 (2020)

Neogen Corporation, 620 Lesher Place, Lansing, MI 48912 USA.
© Neogen Corporation 2023. All rights reserved. Neogen is a registered trademark of Neogen Corporation.
All other marks mentioned are the property of their respective owners.
FS00389_0523