SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지



COMPANY INFORMATION

스냅슛 (SNAPSHOOT)

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

추락방지 시스템

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

밀폐공간 진입·구조 솔루션

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

산업안전 보호구

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

산업용 소재·건축자재

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.



Be the First at the Safety Line

Neogen® Molecular Detection Assay 2 (MDA 2) - *Listeria monocytogenes*

Primary detection method used by the USDA Food Safety and Inspection Service[1]

An early detection can save much more than time. The Neogen MDA 2 - *Listeria monocytogenes* provides a solution that is cost effective and easy to use. Reduce time without sacrificing accuracy thanks to its innovative technologies that help you to ensure the quality and protection you always offer to the consumers.

[1] United States Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service Microbiology Laboratory Guidebook 4.10.

Specificity and Sensitivity on Real Time Results

The next generation Neogen Molecular Detection Assays use isothermal amplification of nucleic acid sequences with high specificity, efficiency and rapidity. Bioluminescence is used to detect the amplification.

Fewer Steps, Higher Certitude


From the species recognized in the genus *Listeria*, *L. monocytogenes* is the one that represents major risks, especially to pregnant women and newborns: infections during pregnancy can lead to miscarriage, stillbirth, premature delivery, or life-threatening infection of the newborn. Be sure those who need more protection are completely safe, at the same time you optimize the production and test time with the speed that the Neogen MDA 2 - *Listeria monocytogenes* offers.


The Neogen MDA 2 - *Listeria monocytogenes* Offers:

- Results in 24 hours (except raw dairy in 48 hours), Days faster than traditional methods
- A large set of sample types: meat, seafood, processed food, environmental sampling
- Unique color change indicator for greater control during test processing
- Fewer steps in pathogen testing
- Positive samples identified as early as 15 minutes
- Flexibility to test 1 to 96 samples in each run
- Ability to incorporate other assays in the same run using the same protocol
- Only two transfer steps after a single enrichment (except raw dairy)
- Ready-to-use and pre-dispensed reagents
- Real-time results to help you make critical decisions faster

A Family Working Together

Neogen brings you a total solution with results in 24 hours to help ensure your customers' safety.






Certifications and Validations

(view the method for specific details on the validations):

- AOAC® *Performance Tested Method*℠ (Certificate #081501)
- AOAC *Official Method of Analysis*℠ (AOAC 2016.08)
- NF VALIDATION certificate granted by AFNOR Certification, 3M 01/15-09/16

Simple and Streamlined Workflow



Ice Cream, Dairy, Ready-to-eat, Environmental sampling

1X g sample

Sample size*: 25–125 g

Demi Fraser/Half Fraser with Ferric Ammonium Citrate (FAC) for Raw Dairy secondary enrichment in Full Fraser with FAC

Primary enrichment 37°C / 24–32 hours

Secondary enrichment 37°C / 20–24 hours

Simple Lysis

75 min



* Varies by matrix; see product instructions.

Ordering Information

Description	Cat. No.	Contents
Molecular Detection Assay 2 - *Listeria monocytogenes*	MDA2LMO96	96 tests/kit

Learn more at **info.neogen.com/MDS**

NEOGEN

Neogen Corporation, 620 Lesher Place, Lansing, MI 48912 USA.
© Neogen Corporation 2024. All rights reserved. Neogen and Petrifilm are registered trademarks of Neogen Corporation.
All other marks mentioned are the property of their respective owners.