SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지



COMPANY INFORMATION

스냅슛 (SNAPSHOOT)

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

추락방지 시스템

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

밀폐공간 진입·구조 솔루션

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

산업안전 보호구

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

산업용 소재·건축자재

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.



A quantitative method you can count on.

Introducing Neogen® Molecular Detection Assay 2Q - Quantitative *Salmonella*

For *Salmonella* detection in poultry, you need to know where *Salmonella* is and how much of it is there. Save time, initiate precision interventions, and produce a better, more secure product by integrating qualitative and quantitative pathogen testing solutions. The Neogen Molecular Detection Assay 2Q - Quantitative *Salmonella* method delivers consistency and sensitivity with an easy-to-use workflow.

Quantitation takes data to the next level. It gives you greater insight faster for more effective production decisions and interventions.



Quantitative *Salmonella* Solution

Designed for sensitivity and accuracy

- Lower limit of quantitation 1 CFU/mL sample (rinses), 1 CFU/g (meat).
- Accuracy within +/-0.5 log 95% CI when compared to MPN at 6 hours of enrichment in QRED media.
- Cloud-based models available are nBPW and BPW poultry rinses and raw ground poultry (chicken and turkey).


Consistency you can count on

- Quantitative Rapid Enrichment Dehydrated (QRED) media designed to enable controlled growth rates for quantitation.
- Molecular Detection Assay kits with a controlled manufacturing process to provide lot to lot consistency.

Learn more at info.neogen.com/MDS-QuantSal

Simple enrichment and streamlined workflow:

5 Hour 1 CFU/mL Workflow with BPW



** Additional workflows available for ground poultry meat and nBPW rinse in Product Instructions.*

Ordering Information

Description	SKU	Contents
Neogen Molecular Detection Assay Q2 - Quantitative *Salmonella*	700006924 | MDA2QSAL96	96 tests/kit
Neogen Quantitative Rapid Enrichment Dehydrated Media (QRED), 500 g	700006828 | QRED	1 bottle
Neogen Molecular Detection Instrument and Accessory Kit	700002195 | MDS100	1 each

NEOGEN

Neogen Corporation, 620 Lesher Place, Lansing, MI 48912 USA.
© Neogen Corporation 2024. All rights reserved. Neogen is a registered trademark of Neogen Corporation.