SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지



COMPANY INFORMATION

스냅슛 (SNAPSHOOT)

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

추락방지 시스템

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

밀폐공간 진입·구조 솔루션

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

산업안전 보호구

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

산업용 소재·건축자재

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.




Designed for the way you test

Neogen® Molecular Detection Assays 2 (MDA 2) – STEC Gene Screen *(stx)* and STEC Gene Screen *(stx and eae)*

Pathogen testing isn't one-size-fits-all — it's time assay kits reflected that. Introducing two assays for the rapid and specific detection of Shiga toxin gene *(stx1 and/or stx2)*, with the additional option of intimin gene *(eae)*, from Shiga toxin-producing *E. coli*.

Featuring all the benefits of the Neogen Molecular Detection System (speed, accuracy and ease of use), these low-volume kits are designed with the customer in mind to help minimize waste and labor time.

- Customers have 3X longer to use an open pouch, helping avoid expiration[1]
- Packaging designed to reduce the risk of throwing away unused tests



The right choice for your lab

Neogen MDA 2 - STEC Gene Screen (*stx*) and STEC Gene Screen (*stx* and *eae*)

With severe effects on the human digestive system, the genes and subsequent family of toxins (*stx*) that are produced by Shiga toxin-producing *E. coli* (STEC) are crucial to test for in produce and beef production. By offering two distinct STEC assays for the detection of either *stx* alone or *stx* plus *eae*, Neogen allows you to test according to the needs and regulations relevant to your lab.

Experience the Benefits of the Neogen Molecular Detection System

A single post-enrichment protocol for all pathogens means you can perform up to 96 tests of multiple types in one 60-minute run. And when compared using metrics such as time to result, throughput, unit size and workflow, the Neogen Molecular Detection System outperforms other methods and manufacturers.



Learn more at **info.neogen.com/MDS**

Certifications and Validations:

MDA 2 - STEC Gene Screen (*stx*)

- AOAC® *Performance Tested Method*℠ (Certificate #071903)

MDA 2 - STEC Gene Screen (*stx* and *eae*)

- AOAC® *Performance Tested Method*℠ (Certificate #071902)

Neogen Molecular Detection System

LAMP vs. PCR

Progressive loop-mediated isothermal DNA amplification (LAMP) technology gives you more control over every step of your testing process.

Cost-effective
An affordable alternative to traditional pathogen testing.

Accurate
Precise sensitivity from a robust, specific technique.

Fast
See results as early as 15 minutes.[2]

Easy to Use
Streamlined workflow for simple training.

Reliable
No internal amplification control needed for reliable results.

Ordering Information

Description	Cat. No.	Contents
Molecular Detection Assay 2 - STEC Gene Screen (*stx*)	MDA2STX96	96 tests/ kit
Molecular Detection Assay 2 - STEC Gene Screen (*stx* and *eae*)	MDA2STXEAE48	48 tests/ kit

NEOGEN®

[1] Without additional desiccant steps, when compared to available competitor IFU.
[2] Results vary according to assay.

Neogen Corporation, 620 Lesher Place, Lansing, MI 48912 USA.
© Neogen Corporation 2023. All rights reserved. Neogen is a registered trademark of Neogen Corporation.
All other marks mentioned are the property of their respective owners.
FS00396_0523